FICHA PRODUCTO

By Intensiv Swiss Dental Products specially for MEDICALINE

Fresas

Bola
- 801 Bola
- 801L Cono invertido larga

Cono invertido
- 805 Cono invertido
- 807 Cono invertido larga

Pera
- 830 Pera
- 830L Pera larga

Cilíndricas
- 835KR Cilindro corta borde redondeado
- 835 Cilindro corta
- 836 Cilindro corta hombro paralelo
- 837 Cilindro largo hombro paralelo
- 837KR Cilindro extra-larga borde redondeado
- 881 Cilindro redondeado
- 885 Cilindro biselado
- 878 Cilindro torpedo
- 879 Cilindro torpedo

Llama
- 860 Cilindro
- 862 Cilindro

Cónico
- 845 Cónica corta
- 848 Cónica larga
- 856 Cónica redondeada

Lanza
- 852 Cono apuntado
- 859 Cono apuntado
- 955 Redondeada

Torpedo
- 878K Torpedo cónico

Balón de Rugby
- 368 Football apuntada
- 379 Football redondeada

Rueda
- 909 Rueda

- Instrumentos de acero inoxidable con parte activa recubierta de diamante.
- Granulometría del diamante: 8 µm – 150 µm.
- Formas: bola, cono invertido, pera, cilindro, llama, cono, lanza, torpedo, football, rueda, lente, formas especiales.
- Disponibles en FG (Friction Grip) y formas especiales.
- Compatibles con turbinas y/o contra-ángulos.
- Esterilizables y reutilizables.
- Para los procedimientos de esterilización, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Ciclo de esterilización a 134°C.
Tmín = 134°C – Tmáx = 138°C.
Presión = 3.15 bar abs.
Tiempo = 4 min (al menos).
Ciclo de esterilización a 121°C Tmín = 121°C – Tmáx = 125°C.
Presión = 2.10 bar abs.
Tiempo = 16 min (al menos).

Velocidad y fuerza de contacto de los instrumentos rotatorios de diamante Medicaline

	Velocidad min. -1		Fuerza de contacto									
			Granulometría Extra Fina		Granulometría Fina		Granulometría Media				Granulometría Gruesa	
ISO ø 1/10 mm	Velocidad	Max.	N	(=g)	N	(=g)	N	(=g)	N	(=g)	N	(=g)
008 – 011	150'000 - 75'000	230'000	0.1	(10)	0.1	(10)	0.2	(20)	0.3	(30)	0.4	(40)
012 – 016	110'000 - 55'000	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
018	85'000 - 42'000											
021 - 023	75'000 - 37'000											
025 - 027	60'000 - 30'000											
031	55'000 - 27'000											
033 - 040	45'000 - 22'000											
042 - 055	37'000 - 18'000											
060 - 075	32'000 - 16'000											
080 - 090	27'000 - 13'000											
100 - 105	22'000 - 11'000											
120 - 130	15'000 - 7'000											
135 - 140	13'000 - 6'000											
160	10'000 - 5'000											
175 - 180	7'000 - 3'000											
220 - 220	5'000 - 2'500		1.0	(100)	1.0	(100)	1.5	(150)	2.0	(200)	3.0	(300)
	Spray de agua mínimo 50ml/min.		Acabado 20'000 - 40'000 min. -1									

