


Tubo simple cementado directo

FICHA PRODUCTO

Los tubos simples no convertibles Medicaline Orthodontics incorporan la última tecnología y facilitan su uso reduciendo el tiempo de sillón. Fabricados en sistema MIM y Mesh base para ofrecer mayores prestaciones a lo largo de todo el tratamiento.



Hook monoblock
integrado, no soldado.

Identificación grabada permanente.

Compound contour base
para una perfecta adaptación a la cara vestibular del molar. 100% Arco Recto.


Perfil bajo
para evitar interferencias oclusales.

Entrada en forma de embudo
para una mejor inserción del arco.

Muesca discal, impronta o línea media marcada
vestibular para una perfecta colocación.

Sistema MIM
Molde de metal inyectado.

Torque en la base
Angulaciones precisas 100% Arco Recto.



Malla de 80 hilos.
Mesh base contorneada.



Kit · 1^{er} y 2^o molar · 8 unidades

Prescripción Roth		Prescripción MBT	
.022"	ML95800	.018"	ML95810
.022"	ML95820		

Reposiciones · 10 unidades

Torque	↗	↔	Roth .022"	Roth .018"	Torque	↗	↔	MBT .022"	
● U6R	-14°	+10°	.145"	ML95801	ML95811	-14°	+10°	.145"	ML95821 U6R ●
● U6L				ML95802	ML95812				ML95822 U6L ●
● U7R	-14°	+10°	.145"	ML95803	ML95813	-14°	+10°	.145"	ML95823 U7R ●
● U7L				ML95804	ML95814				ML95824 U7L ●
● L6L	-25°	+4°	.145"	ML95806	ML95816	-20°	0°	.145"	ML95826 L6L ●
● L6R				ML95805	ML95815				ML95825 L6R ●
● L7L	-25°	+4°	.145"	ML95808	ML95818	-20°	0°	.145"	ML95828 L7L ●
● L7R				ML95807	ML95817				ML95827 L7R ●

↗ = Angulación ↔ = Ancho