

Descripción:

La sutura de seda de Medicaline es una sutura quirúrgica estéril, **no absorbible**, compuesta de una proteína orgánica llamada fibroína. Cumple con la Farmacopea de los Estados Unidos (U.S.P).

Características:

- Fuerza de tracción del nudo y resistencia a la muesca de la aguja superiores a los límites fijados por la USP
- Retención de la fuerza in vitro: aunque es una sutura no absorbible, la degradación progresiva de la seda in vivo puede provocar una pérdida gradual de la resistencia a la tracción con el tiempo
- Reacción tisular: al tratarse de una fibra natural, puede provocar una reacción inflamatoria inicial, seguida por una encapsulación progresiva mediante tejido conectivo fibroso
- No absorbible
- Esterilización: 100% Óxido de etileno
- Disponible en tamaños: 3-0 y 4-0
- Teñida de negro para una mejor visibilidad durante el procedimiento
- Envasado con papel Tyvek® para mayor seguridad
- Vida útil: 5 años desde su fecha de fabricación

Presentación:

Caja de 12 suturas esterilizadas, de 75cm de longitud, unidas a agujas de corte reverso de 1/2 y 3/8 de círculo.

Composición:

Seda trenzada recubierta con silicona para mejorar la manejabilidad.

Referencias:

Referencia	Tamaño	Longitud	Aguja	
ML48029	3-0	75 cm	3/8 de círculo	corte reverso de 19 mm
ML48121	4-0	75 cm	3/8 de círculo	corte reverso de 19 mm
ML48033	3-0	75 cm	1/2 círculo	corte reverso de 20 mm
ML48128	4-0	75 cm	1/2 círculo	corte reverso de 20 mm

Almacenamiento:

Conservar a una temperatura inferior a 26 °C, en un lugar seco y alejado del calor directo.

