

Descripción:

La sutura Supramid de Medicaline es una sutura de poliamida quirúrgica estéril, **no absorbible**, compuesta de polímeros alifáticos de cadena larga (Nylon 6 y Nylon 6.6). Se trata de una sutura monofilamento de poliamida cumple con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos para la sutura quirúrgica no absorbible.

Características:

- Alta resistencia a la tracción del nudo y a la muesca de la aguja, superando los límites establecidos por la USP.
- Paso suave a través del tejido, gracias a su bajo coeficiente de fricción.
- Excelente elasticidad.
- Retención de la fuerza in vitro: aunque la poliamida es no absorbible, puede sufrir una pérdida progresiva de resistencia a la tracción por hidrólisis, debido a su escasa adherencia al tejido.
- Reacción tisular: provoca una reacción inflamatoria mínima, seguida de una encapsulación progresiva mediante tejido conectivo fibroso.
- Tiempo de Absorción: no absorbible.
- Esterilización: 100% óxido de etileno.
- Disponible en tamaños: 3-0 y 4-0.
- Color: negro.
- Envasado con papel Tyvek® para mayor seguridad.
- Vida útil: 5 años desde su fecha de fabricación.

Presentación:

Caja de 12 suturas estériles de 75 cm de longitud, unidas a agujas de corte reverso en forma de 1/2 y 3/8 de círculo.

Composición:

Poliamida monofilamento (Nylon 6 y Nylon 6.6).

Referencias:

Referencia	Tamaño	Longitud	Aguja	
ML48195	3-0	75 cm	3/8 de círculo	corte reverso de 19 mm
ML48122	4-0	75 cm	3/8 de círculo	corte reverso de 19 mm
ML48140	3-0	75 cm	1/2 de círculo	corte reverso de 20 mm
ML48185	4-0	75 cm	1/2 círculo	corte reverso de 20 mm

Almacenamiento:

Almacenar por debajo de 26 °C, en un lugar seco y protegido del calor directo.

