

Planchas termoplásticas blandas (*Mouthguard*) y rígidas (*Clear*)

FICHA PRODUCTO



Características:

- Planchas termoconformables odontológicas destinadas a la fabricación de férulas dentales utilizando equipos de termoconformación por presión.
- Láminas de termoconformado o planchas transparentes **blandas** indicadas para férulas de blanqueamientos y procesos de fluorización.
- Láminas de termoconformado o planchas transparentes **rígidas** indicadas para retenedores de ortodoncia, férulas de bruxismo y de cirugía.
- Buena estabilidad dimensional.
- Bajo riesgo a la formación de burbujas.
- Gran resistencia al desgaste y al impacto.
- Fácil de recortar y conformar.
- Empaque en lámina metálica sellado al vacío para una mejor protección
- Láminas con forma cuadrada.
- Medidas 127x127mm

Composición:

- Etileno-vinil-acetato (EVA)

Tipos de planchas termoplásticas:

ML89061: Planchas termoplásticas transparentes *blandas* de un *1mm de espesor* (20uds)

ML89062: Planchas termoplásticas transparentes *blandas* de *1,5mm de espesor* (15uds)

ML89068: Planchas termoplásticas transparentes *rígidas* de *1mm de espesor* (20uds)

ML89069: Planchas termoplásticas transparentes *rígidas* de *1,5mm de espesor* (15uds)