



Contenido - Contenu - Content:
Doble jeringa de 9g + 10 puntas de automezcla
+ 10 puntas intraorales + 10 puntas intrarradiculares
Siringa dupla de 9g + 10 pontas de automezcla
+ 10 pontas intracraes + 10 pontas intrarradiculares
9g double syringe + 10 auto mixing tips + 10 intra oral tips
+ 10 root canal tips.

mCore
Material de curado dual para reconstrucción
de muñones y cementación de postes.
Material de cura dupla para reconstrução
de núcleos e post-cimentação.
Dual curing core built-up and
post-cementation material.



mCore

**Material de curado dual para reconstrucción
de muñones y cementación de postes.**

FICHA PRODUCTO

Referencia:

ML68303

Descripción:

Es un material de curado dual, automezclable, biocompatible, radiopaco y altamente estético para la reconstrucción de muñones y cementado de postes, que asegura una fuerte adhesión a la superficie del diente y una restauración duradera.

Composición:

Base: vidrio dental molido a base de sílice y bario (50-70%), mezcla de metacrilato (30-50%), dióxido de silicio (1-5%), iniciador (<1%) productor de opacidad (<1%), inhibidor (<1%)
Catalizador: vidrio dental molido a base de sílice y bario (50-70%), mezcla de metacrilato (30-50%), dióxido de silicio (1-5%), iniciador (<1%) productor de opacidad (<1%), inhibidor (<1%), estabilizador (<1%), fotoiniciador (<1%), pigmento (<1%).

Ventajas:

- Gran adhesión
- Altamente resistente
- Muy estético (color similar a la dentina)
- Radiopaco
- Curado dual
- Consistencia homogénea, gracias a sus puntas de automezcla.
- Buen tiempo de trabajo.

Indicaciones Clínicas:

Para reconstrucción de muñones y cementación de postes.

Contraindicaciones:

Pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas al producto y/o sus ingredientes.

Contenido:

Jeringa doble de 9g, 10 puntas de automezcla, 10 puntas intraorales y 10 puntas intrarradiculares.