

Las puntas de gutapercha auxiliares están diseñadas para complementar la obturación del conducto radicular, permitiendo un relleno tridimensional óptimo al adaptarse a espacios irregulares. Permiten rellenar espacios vacíos dentro del conducto. Complementan al cono principal, aumentando la eficacia del tratamiento.

Características:

- Máxima adaptabilidad a la anatomía del conducto
- Mejora del sellado tridimensional
- Facilitan la técnica de condensación lateral

Envase:

- Caja de fácil apertura con una mano.
- 100 unidades por caja.

Tamaños:

XX Fine	ML55060	Medium	ML55063
X Fine	ML55061	Large	ML55064
Fine	ML55062	Surtido	ML55065

