

Las puntas de gutapercha Guta Flex están fabricadas para lograr un perfecto sellado tridimensional de los conductos radiculares. Estos han de ser previamente preparados con limas rotatorias de conicidad progresiva y variable m-Conic o m-Conic Flex.

Características:

- Conicidad variable.
- Acabado mecanizado de precisión.
- Técnica de cono único.

Envase:

- Caja de fácil apertura con una mano.
- 60 unidades por caja.

Tamaños:

F1		ML55295
F2		ML55296
F3		ML55297
F4		ML55298
F5		ML55299
F1-F3	•	ML55294

