

Las puntas de gutapercha ISO son conos estandarizados diseñados para la obturación principal del conducto radicular. Su calibración precisa garantiza una adaptación exacta al conducto previamente instrumentado con limas del mismo tamaño.

Características:

- Ajuste perfecto con limas ISO.
- Sellado hermético del conducto.
- Código de colores universal.
- Alta radiopacidad.
- Consistencia uniforme y fiable.

Envase:

- Caja de fácil apertura con una mano.
- 120 unidades por caja.

15	ML55002	45	ML55008
20	ML55003	50	ML55009
25	ML55004	55	ML55010
30	ML55005	60	ML55011
35	ML55006	70	ML55012
40	ML55007	80	ML55013
15-40	ML55024	45-80	ML55025

