

Puntas Papel *flex*








Las puntas de papel Flex están fabricadas con papel de alta calidad y capacidad de absorción, lo que proporciona un ahorro de material significativo por cada tratamiento realizado. Por ello, es el accesorio ideal para tratamientos realizados con m-Conic, m-Conic Flex y obturados con Guta Flex.

Envase:

- Caja de fácil apertura con una mano.
- 100 unidades por caja.

Tamaños:

F1		ML55661
F2		ML55662
F3		ML55663
F4		ML55664
F5		ML55665
F1-F3	•	ML55660

