FICHA PRODUCTO

Rollos
de esterilizar

Descripción:
Rollos para esterilización, de gran resistencia y calidad. Fabricadas con una capa de papel y otra de plástico para la visualización del contenido. Aptos para autoclaves de vapor o químicos. Incorpora un testigo de esterilización para la verificación del proceso.

Composición:
- Una cara de film claro para fácil identificación del contenido.
- La otra cara es de papel de grado médico de alta dureza, con adecuada resistencia a la humedad y excelente para el vapor y gas de esterilización óxido de etileno.
- Con indicador de esterilización: si se trata del vapor, el indicador cambia de azul a negro verdoso, si se trata de óxido de etileno el indicador cambia de rojo a amarillo.

Etiquetado:
Producto sanitaro de Clase I

Almacenamiento:
Almacenar a temperatura ambiente en un luga seco y aireado.

Duración:
No hay fecha de vencimiento.

Referencias:

5 cm x 200 m	ML13002
7,5 cm x 200 m	ML13004
10 cm x 200 m	ML13006
25 cm x 200 m	ML13017
15 cm x 200 m	ML13008
20 cm x 100 m con fuelle	ML13012

